


Anticorpo Policlonais Anti-Sfpq Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P23246

Número do item: CM0013886



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SFPQ (PSF) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Peso molecular: 76 kDa. Adequado para pesquisa de splicing e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SFPQ Rabbit pAb
Observações/Apelido	PSF; POMP100; PPP1R140; SFPQ
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6421
ID do Gene	6421
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 578-707 da SFPQ humana (NP_005057.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23246
Peso Proteico	76kDa
Envio	Bolsa de gelo