

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sfrp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N474

Número do item: CM0025081

### introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho SFRP1 validado para WB, IHC-P, ELISA em humano e camundongo. Tem como alvo a proteína 1 relacionada ao frizzled secretada, um modulador da sinalização Wnt, para pesquisa de crescimento e diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | SFRP1 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelido | FRP; FRP1; FrzA; FRP-1; SARP2; SFRP1                                                                                      |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| ID do Gene          | 6422 (Humano)                                                                                                             |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-314 do SFRP1 humano (NP_003003.3) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                        |
| SWISS               | Q8N474                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 35kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                              |