

Anticorpo Policlonal Anti-Sfrp2 Para Wb E Elisa - Q96Hf1

Número do item: CM0027405

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SFRP2 humano, validado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo; ideal para pesquisa de sinalização Wnt e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SFRP2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FRP-2; SARP1; SDF-5; SFRP2
Espécie	Humano
GeneID	6423
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-295 do SFRP2 humano (NP_003004.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q96HF1
Peso Proteico	33kDa
Envio	Em saco de gelo