

Anticorpo Monoclonal Anti-Sfrp4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Fhj7

Número do item: CM0004919

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado a SFRP4 humano (sFRP-4), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização Wnt e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SFRP4 mAb de coelho
Observações/Apelidos	PYL; FRP-4; FRPHE; FRZB-2; sFRP-4; SFRP4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6424
GeneID	6424
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 201-300 da SFRP4 humana (Q6FHJ7).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6FHJ7
Peso da Proteína	40 kDa
Envio	Bolsa de gelo