

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Sfrp4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Fhj7

Número do item: CM0026254

introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho anti-SFRP4 para WB, IF/ICC e ELISA. Reatividade confirmada com Humano, Camundongo e Rato. Uma ferramenta valiosa para investigar a modulação da via Wnt e o desenvolvimento ósseo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SFRP4 Rabbit pAb
Observações/Alias	PYL; FRP-4; FRPHE; FRZB-2; sFRP-4; SFRP4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6424
GeneID	6424
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-346 da SFRP4 humana (NP_003005.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6FHJ7
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo