

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sfrp5 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q5T4F7

Número do item: CM0021966

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SFRP5 humano (SARP3, FRP-1b). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA e com reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização Wnt e desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do produto	pAb de coelho anti-SFRP5
Observações/Apelido	SARP3; SFRP5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6425
GeneID	6425
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-317 de SFRP5 humano (NP_003006.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q5T4F7
Peso da proteína	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo