

Anti-Sfrs9 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13242

Número do item: CM0013054

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o fator de splicing humano SFRS9 (SRp30c). Validado para Western blot (WB), imunofluorescência (IF/ICC) e ELISA. Detecta SFRS9 humano e de camundongo. Ideal para pesquisas de splicing alternativo e expressão gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SFRS9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SFRS9; SRp30c
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8683
ID do Gene	8683
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13242
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco com gelo