

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sfswap Para Wb E Elisa - Q12872

Número do item: CM0021659



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-SFSWAP validado para Western blot e ELISA. Tem como alvo o fator de splicing humano SFSWAP (SWAP/SFRS8), um regulador do splicing alternativo. Imunógeno recombinante. Para pesquisa em processamento de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SFSWAP Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SWAP, SFRS8, SFSWAP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6433
ID do Gene	6433
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-280 da SFSWAP humana (NP_004583.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q12872
Peso da Proteína	105 kDa
Envio	Saco de gelo