

Anticorpo Policlonal Anti-Sftpa1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iwl2

Número do item: CM0029317

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SFTPA1 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de surfactante pulmonar, estudos de reconhecimento de patógenos e proteinose alveolar. Ferramenta confiável para imunidade inata e função pulmonar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SFTPA1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SPA, ILD1, PSAP, PSPA, SP-A, SPA1, PSP-A, SFTP1, SP-A1, COLEC4, SFTPA1B, SP-A1 beta, SP-A1 delta, SP-A1 gamma, SP-A1 epsilon, SFTPA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	653509
GeneID	653509
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 122-221 da SFTPA1 humana (NP_005402.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IWL2
Peso Molecular da Proteína	26kDa
Envio	Embolsa de gelo