

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sftpa1 Para Wb - Q8Iwl2/Q8Iwl1

Número do item: CM0024061

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SFTPA1 humano, validado para Western blot. Reage cruzadamente com Rato. Ideal para pesquisa de surfactante pulmonar, imunidade inata e doenças respiratórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SFTPA1 Rabbit pAb
Observações/Ândice	SPA; ILD1; PSAP; PSPA; SP-A; SPA1; PSP-A; SFTP1; SP-A1; COLEC4; SFTPA1B; SP-A1 beta; SP-A1 delta; SP-A1 gamma; SP-A1 epsilon; SFTPA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	653509/729238
GeneID	653509/729238
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-248 do SFTPA1 humano (NP_001158116.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q8IWL2/Q8IWL1
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo