


Anticorpo Monoclonal Anti-Sftpc De Coelho Para Wb, If-P, Elisa - P11686

Número do item: CM0007062



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a proteína surfactante C humana (SFTPC) validado para WB, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em doenças respiratórias e desenvolvimento de ensaios para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-SFTPC de Coelho
Observações/Apelidos	SP5; SP-C; PSP-C; SFTP2; SMDP2; BRICD6; SFTPC
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	6440
Imunógeno	Proteína recombinante da proteína surfactante c/SP-C humana.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P11686
Peso Molecular da Proteína	21kDa
Transporte	Bolsa de gelo