


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sftpc Para Wb, Ihc, If, Elisa - P11686

Número do item: CM0020357



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SFTPC (proteína surfactante C) humano para WB, IHC, IF e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. 21 kDa. Ideal para pesquisa de doenças pulmonares e desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SFTPC Rabbit pAb
Observações/Apelido	SP5; SP-C; PSP-C; SFTP2; SMDP2; BRICD6; SFTPC
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6440
ID do Gene	6440
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 59-197 do SFTPC humano (NP_003009.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11686
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco de gelo