


Anti-Sftpc Rabbit Polymab® Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11686

Número do item: CM0008894



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho de alta especificidade contra SFTPC humano (proteína surfactante C). Validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. PM 21 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SFTPC Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	SP5; SP-C; PSP-C; SFTP2; SMDP2; BRICD6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6440
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 91-190 do SFTPC humano (NP_003009.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P11686
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco com gelo