


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sftpd (Proteína Surfactante D) Para Wb, Elisa - P35247

Número do item: CM0007366



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à SP-D humana, validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Uma ferramenta essencial para o estudo da imunidade inata pulmonar e da biologia do surfactante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SFTPD Rabbit mAb
Observações/Apelidos	SP-D; PSP-D; SFTP4; COLEC7; SFTPD
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	6441
GeneID	6441
Imunógeno	Peptídeo sintético - Peptídeo sintetizado derivado da proteína surfactante D/SP-D humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P35247
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo