

Anti-Sfxn1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q9H9B4

Número do item: CM0014195

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo o SFXN1 humano, um transportador de serina mitocondrial crucial para o metabolismo de um carbono. Validado para WB e ELISA, apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre transporte de aminoácidos e função mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SFXN1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TCC; SLC56A1; SFXN1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	94081
ID do Gene	94081
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 87-322 do SFXN1 humano (NP_073591.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H9B4
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo