

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Sfxn2 Para Wb E Elisa - Q96Nb2

Número do item: CM0020882

introdução

O anticorpo policlonal de coelho anti-SFXN2 da CamelBio detecta a proteína SFXN2 de 36kDa em WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre transporte mitocondrial de serina e homeostase do ferro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SFXN2 Rabbit pAb
Abreviações/Alias	SLC56A2; SFXN2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	118980
GeneID	118980
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-90 do SFXN2 humano (NP_849189.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96NB2
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo