

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Sfxn3 Para Wb, Elisa - Q9Bwm7

Número do item: CM0017214

introdução

Anticorpo policloonal de coelho direcionado a sideroflexina-3 humana (SFXN3), um transportador mitocondrial de serina. Adequado para aplicações de WB e ELISA em estudos de metabolismo de um carbono e transporte mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SFXN3 Rabbit pAb
Observações/Alias	SFX3; SLC56A3; BA108L7.2; SFXN3
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	81855
ID do Gene	81855
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-80 da SFXN3 humana (NP_112233.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9BWM7
Peso Molecular da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo