

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sgcb (Beta-Sarcoglicano) Para Wb, Elisa - Q16585

Número do item: CM0029189

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SGCB humano (beta-sarcoglicano). Validado para WB e ELISA, reconhece humano, rato e camundongo. Ideal para estudar o complexo sarcoglicano em pesquisas sobre distrofia muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SGCB Rabbit pAb
Observações/Apelido	A3b; SGC; LGMD2E; LGMDR4; SGCB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6443
GeneID	6443
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 94-318 do SGCB humano (NP_000223.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16585
Peso Proteico	35kDa
Envio	Bolsa de Gelo