

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sgce Para Wb, Elisa - O43556

Número do item: CM0029784

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SGCE humano (epsilon-sarcoglicano), validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudar o complexo distrofina-glicoproteico e seu papel na distrofia muscular e distúrbios neurológicos.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	SGCE Rabbit pAb
Observações/Apelido	ESG; DYT11; epsilon-SG; SGCE
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8910
GeneID	8910
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-317 do SGCE humano (NP_003910.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O43556
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco de gelo