

Anticorpo Policlonal Anti-Sgk1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00141

Número do item: CM0013455



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra SGK1 humano (quinase 1 regulada por soro/glicocorticoides). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para o estudo da regulação de canais iônicos e da resposta ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SGK1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SGK; SGK1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6446
GeneID	6446
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 172-431 de SGK1 humano (NP_005618.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O00141
Peso da Proteína	49 kDa
Envio	Bolsa de gelo