

Anticorpo Policlonal Anti-Sgk3 Para Wb, Elisa - Q96Br1

Número do item: CM0026687



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SGK3 humano (CISK/SGKL), reativo com humano e camundongo. Adequado para Western blotting e ELISA. O alvo é uma serina/treonina quinase que regula canais iônicos e crescimento celular. Banda de 57 kDa detectada.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SGK3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CISK; SGK2; SGKL; SGK3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23678
GeneID	23678
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do SGK3 humano (NP_037389.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96BR1
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco de gelo