

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sgms1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q86Vz5

Número do item: CM0021446

introdução

Anticorpo policlonal de coelho SGMS1 de alta qualidade, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas e de rato. Ideal para estudos de síntese de esfingomielina, aparelho de Golgi e transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SGMS1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MOB; MOB1; SMS1; TMEM23; hmob33; SGMS1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	259230
GeneID	259230
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-134 do SGMS1 humano (NP_671512.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, rato
SWISS	Q86VZ5
Peso da proteína	49 kDa
Transporte	Bolsa de gelo