


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sgol1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Fbb7

Número do item: CM0022462



introdução

SGOL1 Rabbit pAb (policlonal, Coelho, WB/IF/ICC/ELISA, Humano/Rato/Rato) alvo Shugoshin 1 (Q5FBB7), um regulador mitótico de coesão chave. Para pesquisa em IVD e desenvolvimento de ensaios pela CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SGOL1 Coelho pAb
Observações/Apelidos	SGO; CAID; SGOL1; NY-BR-85
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	151648
GeneID	151648
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-100 da SGOL1 humana (NP_612493.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	Q5FBB7
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Bolsa de gelo