

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sgpl1 Para Wb, If, Ihc, Elisa - O95470

Número do item: CM0009714



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-SGPL1 para WB, IF, IHC-P, ELISA. Reconhece SGPL1 humano, de camundongo e de rato (64 kDa). Essencial para pesquisas sobre metabolismo de esfingolipídios, apoptose e homeostase lipídica. Enviado em gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-SGPL1 [validado por KD]
Observações/Apelidos	SPL; S1PL; NPHS14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8879
GeneID	8879
Imunógeno	Peptídeo sintético (aa 301-400 de SGPL1 humano, NP_003892.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95470
Peso da Proteína	64 kDa
Envio	Saco de gelo