

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sgpl1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O95470

Número do item: CM0015790



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SGPL1 humano (Esfingosina-1-fosfato liase 1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa de metabolismo lipídico e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SGPL1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SPL; S1PL; NPHS14; SGPL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8879
GeneID	8879
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-390 do SGPL1 humano (NP_003892.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95470
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Saco de gelo