

Anti-Sgsh Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - P51688

Número do item: CM0028373



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SGSH humano (N-sulfoglucosamina sulfidrolase), validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa em doenças de armazenamento lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SGSH pAb de Coelho
Observações/Apelido	HSS; SFMD; MP53A; SGSH
Espécie	Humano
ID do Gene	6448
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 273-502 do SGSH humano (NP_000190.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51688
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco com gelo