

Anticorpo Policlonal Anti-Sh3Bgrl Para Wb, If/Icc, Elisa - 075368

Número do item: CM0022081



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína adaptadora humana SH3BGRL. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com Humano, Rato, Ratazana. Adequado para estudos de regulação da tradução e ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	SH3BGRL Coelho pAb
Observações/Apelido	SH3BGR; HEL-S-115; SH3BGRL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6451
GeneID	6451
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-114 da SH3BGRL humana (NP_003013.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Ratazana
SWISS	075368
Peso Proteico	13kDa
Envio	Saco de gelo