


Anticorpo Policlonal Anti-Sh3Bp2 Para Wb, Elisa - P78314

Número do item: CM0017191



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SH3BP2 humano (3BP2). Validado para Western blot e ELISA, reage cruzadamente com humano e camundongo. O imunogênio recombinante garante o reconhecimento específico da proteína de ligação ao domínio SH3 2 em estudos de transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SH3BP2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	3BP2; CRBM; CRPM; 3BP-2; RES4-23; SH3BP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6452
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 392-561 do SH3BP2 humano (NP_001116153.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P78314
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Saco de gelo