

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Sh3GL1 Para Wb, Elisa - Q99961

Número do item: CM0027225

introdução

Anticorpo policlonico de coelho de alta qualidade direcionado ao SH3GL1 humano (Endofila-A2). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo, rato e macaco. Adequado para estudos de endocitose e tráfego de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SH3GL1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	EEN; CNSA1; SH3P8; SH3D2B; SH3GL1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6455
ID do Gene	6455
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 219-368 do SH3GL1 humano (NP_003016.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	Q99961
Peso Molecular da Proteína	41kDa
Transporte	Bolsa de gelo