


Anticorpo Policlonal Anti-Sh3GL3 Para Wb, Elisa - Q99963

Número do item: CM0026446



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SH3GL3 (Endofilina-A3) para aplicações de WB e ELISA. Reage cruzadamente com amostras humanas, de camundongo e de rato. O imunogênio de proteína recombinante de comprimento total garante especificidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	SH3GL3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CNSA3; EEN-B2; SH3D2C; SH3P13; HsT19371; SH3GL3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6457
GeneID	6457
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do SH3GL3 humano (NP_003018.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99963
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo