


Anticorpo Policlonal Anti-Sh3Pxd2A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Tcz1

Número do item: CM0027011



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a SH3PXD2A (FISH, TKS5). Validado em WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo. Ideal para estudos de invadopódios, podossomos e invasividade do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SH3PXD2A Rabbit pAb
Observações/Apelido	FISH; TKS5; SH3MD1; SH3PXD2A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9644
GeneID	9644
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 806-1105 da SH3PXD2A humana (NP_055446.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q5TCZ1
Peso Proteico	125kDa
Envio	Saco de gelo