


Anticorpo Policlonais Anti-Shank2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Upx8

Número do item: CM0023681



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SHANK2 (proteína 2 do domínio de repetição SH3 e múltiplas anquirinas) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência sobre organização sináptica e transtornos do espectro autista.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SHANK2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SHANK; AUTS17; CORTBP1; CTTNBP1; ProSAP1; SPANK-3; SHANK2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22941
GeneID	22941
Imunógeno	Peptídeo sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-600 do SHANK2 humano (NP_036441.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UPX8
Peso da Proteína	201 kDa
Envio	Bolsa de gelo