

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sharpin Para Wb, Elisa - Q9H0F6

Número do item: CM0016554



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SHARPIN humano (SIPL1), para WB e ELISA. Detecta SHARPIN em humanos, camundongos e ratos. Banda prevista de 40 kDa. Adequado para pesquisas sobre sinalização NF-kappa-B, inflamação e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	SHARPIN pAb de Coelho
Observações/Apelido	SIPL1; SHARPIN
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	81858
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-126 da SHARPIN humana (NP_112236.3?).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H0F6
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo