

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Shb Para Wb, Elisa - Q15464

Número do item: CM0007634

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra SHB humana, validado para WB e ELISA. Reage com camundongo e rato. Indicado para pesquisas em transdução de sinal, angiogênese e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SHB Rabbit mAb
Observações/Apelido	bA3J10.2; SHB
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	6461
GeneID	6461
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 409-509 da SHB humana (NP_003019.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15464
Peso da Proteína	55 kDa
Transporte	Bolsa de gelo