

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Shb Para Wb, Elisa - Q15464

Número do item: CM0014857

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SHB de alta qualidade, validado para WB e ELISA. Detecta a proteína adaptadora contendo o domínio SH2 B em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre transdução de sinal e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SHB Rabbit pAb
Observações/Alíás	bA3j10.2; SHB
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6461
ID do gene	6461
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-400 da SHB humana (NP_003019.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q15464
Peso da proteína	55 kDa
Envio	Bolsa de gelo