

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Shbg Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04278

Número do item: CM0029574



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SHBG humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de transporte hormonal e processos mediados por receptores.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | SHBG Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelido | ABP; SBP; TEBG; SHBG                                                                                                      |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (humano)     | 6462                                                                                                                      |
| GeneID              | 6462                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-170 do SHBG humano (NP_001031.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | P04278                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 44kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Bolsa de Gelo                                                                                                             |