


Anticorpo Policlonal Anti-Shc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29353

Número do item: CM0030697



introdução

O SHC1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta a proteína SHC1 em amostras humanas, de rato e de camundongo, direcionando-se ao adaptador de sinalização nas vias do fator de crescimento e Ras.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SHC1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SHC; SHCA; SHC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6464
ID do Gene	6464
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 do SHC1 humano (NP_001189788.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29353
Peso Proteico	63kDa
Envio	Saco de gelo