

Anticorpo Policlonal Anti-Shc4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6S5L8

Número do item: CM0027138

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SHC4 humano (RaLP/hShcD). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta SHC4 humano e de camundongo, uma proteína adaptadora específica de melanoma envolvida na migração e invasão tumoral.

[Saiba mais](#)

Especificação	Valor
Nome do Produto	SHC4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RaLP, SHCD, SHC4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	399694
ID do Gene	399694
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-185 da SHC4 humana (NP_976224.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6S5L8
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo