

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Shh Para Wb, Elisa - Q62226

Número do item: CM0024348



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína Sonic hedgehog (SHH) de rato, validado para WB e ELISA. Adequado para amostras de rato, humano e rato. Ideal para estudar sinalização do desenvolvimento e função de morfógenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SHH Coelho pAb
Observações/Apelido	Hx; Dsh; Hhg1; Hxl3; ShhNC; M100081; 9530036O11Rik; SHH
Espécie	Rato
GeneID	20423
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 187-281 da SHH de rato (NP_033196.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q62226
Peso Molecular da Proteína	48kDa
Envio	Saco de Gelo