

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ship1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92835

Número do item: CM0007921



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho SHIP1 validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Tem como alvo o SHIP1 humano (Q92835) com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização imune e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SHIP1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	SHIP; SHIP1; SHIP-1; hp51CN; SIP-145; p150Ship
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3635
GeneID	3635
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1084-1178 do SHIP1 humano (Q92835)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92835
Peso da Proteína	133kDa
Envio	Saco de gelo