

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Shmt2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P34897

Número do item: CM0018067



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SHMT2 para WB, IHC-P, ELISA. Detecta SHMT2 humano, de camundongo e rato. Adequado para estudos de metabolismo de um carbono, função mitocondrial e biossíntese de timidilato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] SHMT2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GLYA; SHMT; mSHMT; NEDCASB; HEL-S-51e; T2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6472
ID do Gene	6472
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 265-504 da SHMT2 humana (NP_005403.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P34897
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco de gelo