


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Shoc2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uq13

Número do item: CM0028899



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SHOC2 humano, uma proteína de andaime com repetições ricas em leucina na via MAPK. Adequado para western blot, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SHOC2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SHOC2, SOC2, SUR8, NSLH1, SIAA0862
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8036
GeneID	8036
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do SHOC2 humano (NP_031399.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UQ13
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Saco com gelo