

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Shox Para Wb, Elisa - O15266

Número do item: CM0022434

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SHOX humano (proteína homeobox associada à baixa estatura). Adequado para aplicações de Western blot e ELISA, com reação cruzada com camundongo e rato. Desenvolvido para estudos de crescimento e desenvolvimento esquelético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SHOX pAb de coelho
Observações/alias	SS; GCFX; PHOG; SHOXY; SHOX
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	6473
ID do gene	6473
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-110 de SHOX humano (NP_000442.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O15266
Peso da proteína	32 kDa
Transporte	Bolsa de gelo