

Anticorpo Policlonal Anti-Shox2 Para Wb, Elisa - 060902

Número do item: CM0026953

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SHOX2 humano, validado em WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para estudar regulação do desenvolvimento e processamento somatossensorial neural.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SHOX2 Coelho pAb
Observações/Apelido	OG12; SHOT; OG12X; SHOX2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6474
GeneID	6474
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60902
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo