


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Shp1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P29350

Número do item: CM0003325



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-SHP1 de alta qualidade validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta SHP1 humano, de rato e de camundongo (P29350). Ideal para pesquisa de sinalização imunológica e hematopoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho SHP1
Observações/Apelido	HCP; HCPH; SHP1; SHP-1; HPTP1C; PTP-1C; SHP-1L; SH-PTP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5777
GeneID	5777
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 496-595 da SHP1 humana (P29350).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29350
Peso Proteico	68kDa
Envio	Saco de Gelo