

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Shp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P29350

Número do item: CM0016687



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SHP1 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com SHP1 humano, de camundongo e de rato (68 kDa; SWISS P29350). Ideal para o estudo da sinalização de fosfatases de tirosina na regulação imunológica e na hematopoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SHP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HCP; HCPH; SHP1; SHP-1; HPTP1C; PTP-1C; SHP-1L; SH-PTP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5777
GeneID	5777
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-400 de SHP1 humano (NP_002822.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29350
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Embalagem de gelo