


Anticorpo Policlonal Anti-Shp2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q06124

Número do item: CM0016595



introdução

Anticorpo policlonal Anti-SHP2 validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage de forma cruzada com SHP2 humano, de camundongo e rato. Essencial para estudar a sinalização MAPK, o eixo PD-1/PD-L1 e a função da fosfatase oncogênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado KO] SHP2 Anticorpo p de Coelho
Observações/Apelido	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3; P2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5781
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-460 do SHP2 humano (NP_002825.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q06124
Peso Proteico	68kDa
Envio	Saco de Gelo