


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Shp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q06124

Número do item: CM0002934



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra SHP2 humano (PTPN11), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece SHP2 humano, de rato e de camundongo, ideal para pesquisa em transdução de sinal e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho SHP2
Observações/Apelido	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5781
GeneID	5781
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SHP2 humano (Q06124).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q06124
Peso Proteico	68kDa
Envio	Em saco de gelo