


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Shp2 Para Wb, Ip, Elisa - Q06124

Número do item: CM0007369



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho tem como alvo a SHP2 humana (PTPN11), uma fosfatase chave na sinalização MAPK. Validado para WB, IP e ELISA, ele apoia pesquisas em transdução de sinal e mecanismos de doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-SHP2 (mAb)
Observações/Apelido	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5781
ID do Gene	5781
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 502-593 da SHP2 humana (Q06124)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q06124
Peso Molecular da Proteína	68 kDa
Transporte	Em saco de gelo