


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Shp2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q06124

Número do item: CM0025317



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SHP2 (PTPN11) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece o SHP2 humano, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisa de transdução de sinais, câncer e síndrome de Noonan.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SHP2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5781
GeneID	5781
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 514-593 do SHP2 humano (NP_002825.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q06124
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco de gelo